

B-PCR, block

BESCHREIBUNG

Block für eine 96-Well-PCR-Platte mit, ohne oder mit Halbrahmen



KAT.-NUMMER

BS-010159-YK

B-PCR Block



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)