

VP-8/5, block

BESCHREIBUNG

8 × 5 ml Röhrchen

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1200
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010175-SK	VP-8/5
--------------	--------



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)