

VP-4, block

BESCHREIBUNG

4 × 50 ml Röhrchen

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1000
Maximaltemperatur	80°C
Ø	29.5 mm
Tiefe	76.5 mm



KAT.-NUMMER

BS-010175-GK

VP-4



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)