

## VP-8/15, block

### BESCHREIBUNG

8 × 15 ml Röhrchen

### TECHNISCHE DATEN

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Maximale Drehzahl, U/min | 1100  |
| Maximaltemperatur        | 80°C  |
| Ø                        | 17 mm |
| Tiefe                    | 80 mm |



### KAT.-NUMMER

BS-010175-HK

VP-8/15



#### TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)