

VP-32, block

BESCHREIBUNG

32 × 0,5 ml-Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010175-JK	VP-32
--------------	-------



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)