

VP-CV-20, block

BESCHREIBUNG

20 × 10 mm Küvetten

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1100
Maximaltemperatur	80°C
∅	□ 12.5 x 12.5 mm
Tiefe	31 mm



KAT.-NUMMER

BS-010175-IK

VP-CV-20



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100** bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)