

VP-CL-24, block

BESCHREIBUNG

24 × 3,6–4,5 ml Kryoröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1300
Maximaltemperatur	100°C
Ø	12.5 mm
Tiefe	30 mm



KAT.-NUMMER

BS-010175-KK

VP-CL-24



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)