

VP-20, block

BESCHREIBUNG

20 × Ø12 mm Röhrenchen mit rundem Unterteil

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C
Ø	12 mm
Tiefe	50 mm



KAT.-NUMMER

BS-010175-TK

VP-20



TS-100

Without thermoblock

Thermoschüttler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler TS-100 bietet intensives Mischen und Temperatursteuering für Proben in Mikroteströhrchen oder PCR-Platten. Das Heizen und Mischen kann sowohl gleichzeitig als auch unabhängig voneinander durchgeführt werden, d.h. das Gerät ...

[Mehr](#)