

VP-4C, block

BESCHREIBUNG

4 × 50 ml Röhren

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1000
Maximaltemperatur	80°C
Ø	29.5 mm
Tiefe	76.5 mm



KAT.-NUMMER

BS-010176-GK

VP-4C

ZUBEHÖR



TS-100C

Without thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Dieses Thermoschüttlermodell unterscheidet sich vom TS-100 durch die Möglichkeit, Proben auf +4°C herunterzukühlen. Die Funktionen des ...

[Mehr](#)



TS-100C Smart

Software enthalten, ohne Thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C Smart** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Mit dem neuen Modell können Sie das Gerät in den folgenden Modi steuern:

1. Manuell über ...

[Mehr](#)