

VP-CV-20C, block

BESCHREIBUNG

20 × 10mm Küvetten

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1100
Maximaltemperatur	80°C
Ø	□ 12.5 x 12.5 mm
Tiefe	31 mm



KAT.-NUMMER

BS-010176-IK

VP-CV-20C

ZUBEHÖR



TS-100C

Without thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Dieses Thermoschüttlermodell unterscheidet sich vom TS-100 durch die Möglichkeit, Proben auf +4°C herunterzukühlen. Die Funktionen des ...

[Mehr](#)



TS-100C Smart

Software enthalten, ohne Thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C Smart** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Mit dem neuen Modell können Sie das Gerät in den folgenden Modi steuern:

1. Manuell über ...

[Mehr](#)