

VP-CL-24C, block

BESCHREIBUNG

24 × 3,6–4,5 ml Kryoröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1300
Maximaltemperatur	100°C
Ø	12.5 mm
Tiefe	30 mm



KAT.-NUMMER

BS-010176-KK

VP-CL-24C

ZUBEHÖR



TS-100C

Without thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Dieses Thermoschüttlermodell unterscheidet sich vom TS-100 durch die Möglichkeit, Proben auf +4°C herunterzukühlen. Die Funktionen des ...

[Mehr](#)



TS-100C Smart

Software enthalten, ohne Thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C Smart** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Mit dem neuen Modell können Sie das Gerät in den folgenden Modi steuern:

1. Manuell über ...

[Mehr](#)