

TSP-20/RB12, Block

BESCHREIBUNG

20 × Ø12 mm Röhrchen mit rundem Unterteil

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C
Ø	12 mm
Tiefe	50 mm



KAT.-NUMMER

BS-010178-AK

TSP-20/RB12



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der **TS-100C Pro** ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)