

MSR-16

BESCHREIBUNG

Rotor für 2 x 8-Schnitt 0,2ml-Mikroteststreifen oder 16 einzelne 0,2 ml PCR-Gefäße.

TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,2 ml Röhrchen

16



KAT.-NUMMER

BS-010218-AK

MSR-16



Microspin 12 Plus
Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
Hochgeschwindigkeits Minizentrifuge

Die High-Speed Minizentrifuge **Microspin 12 Plus** ist eine kompakte Tischzentrifuge für biochemische Labore.

Die **Microspin 12 Plus** wird zur Extraktion von RNA-/DNA-Proben, Sedimentierung von biologischen Komponenten, biochemischen und chemischen Analyse
...

[Mehr](#)