

B1-L, block

BESCHREIBUNG

Mini Wasser- oder Perlenbad, 55 x 100 x 73 mm

TECHNISCHE DATEN

Tiefe

73 mm

Kapazität

max 0,4 L



KAT.-NUMMER

BS-010418-WK

B1-L



CH 3-150
Without thermoblock
Heiz- und Kühlthermostat

Der Combitherm-2 CH 3-150 wurde speziell zur Wärmestabilisierung von Materialien bei Temperaturen von -3°C bis +165°C - je nach Analysemethode - entworfen. Um nützliche Funktionalität und geringen Platzbedarf zu gewährleisten, ...

[Mehr](#)