

SH-12x8, PCR-Streifenröhrchenhalter

BESCHREIBUNG

Magnetisch befestigter Deckel zur einfachen Befestigung verschiedener Röhrchenkonfigurationen.
PCR-Röhrchenhalter-Set (2 Stück).

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Röhrchen	96
---------------------	----



KAT.-NUMMER

BS-010204-CK	SH-12x8
--------------	---------



MSC-2P

BS-010204-A02

Minizentrifuge-Vortex für PCR-Platten

Die **MSC-2P** ist eine kompakte digitale Zentrifuge zum Auffangen von Tröpfchen, Mischen von Reagenzien und erneuten Auffangen für eine verbesserte PCR-Ausbeute in nachfolgenden Analysen. Die Kombination aus Spin-Mix-Funktionen sorgt für ...

[Mehr](#)