

FS-1, Fußschalter

BESCHREIBUNG

FS-1, Fußschalter mit USB-A-Anschluss. Kabellänge 2 m.



KAT.-NUMMER

BS-010177-AK

FS-1, Fußschalter

ZUBEHÖR



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
Universal Inoculation Spinner

Der Universal-Inokulationsspinner **UIS-360** ist ein vielseitiges Laborgerät, das entwickelt wurde, um das Ausstreichen von Mikroorganismen auf Agarplatten zu optimieren und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten. Er sorgt für eine sanfte, gleichmäßige ...

[Mehr](#)



FTA-U
4 L

Vakuumsaugsystem

Das **FTA-U** Vakuumsaugsystem ist ein leistungsstarkes, ergonomisches und langlebiges Tischabsaugsystem, das die Handhabung von Flüssigabfällen in anspruchsvollen Laborumgebungen, wie z. B. in der Forschung, klinischen Diagnostik, pharmazeutischen Qualitätskontrolllaboren und mehr, ...

[Mehr](#)