


B-05G, block

BESCHREIBUNG

B-05G Block für eine Deep-Well-Platte Greiner MASTERBLOCK® 96/0.5 ml - Cat.No. 786201, 786261



KAT.-NUMMER

BS-010159-XK

B-05G Block für eine Deep-Well-Platte Greiner
MASTERBLOCK® 96/0.5 ml



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)