


# Luftfilter für Vorratsbehälter

## BESCHREIBUNG



## KAT.-NUMMER

BS-070104-PK

Luftfilter für Vorratsbehälter

## ZUBEHÖR



**Labaqua Trace**  
BS-070105-A02  
reinstwassersysteme

**Labaqua Trace** produziert Wasser, das die Anforderungen an anorganische Analysemethoden erfüllt.



**Labaqua HPLC**  
BS-070104-A02  
reinstwassersysteme

**Labaqua HPLC** produziert Wasser mit sehr niedrigem Gehalt an organischem Kohlenstoff (TOC), das die Anforderungen an die Methoden der Flüssigkeitschromatographie erfüllt. **Labaqua HPLC**-Wasser kann ebenfalls für einige mikrobiologische und ...

[Mehr](#)



**Labaqua Bio**  
30 l Vorrattank  
reinstwassersysteme

Das **Labaqua Bio**-System produziert Wasser mit sehr niedrigem organischem Gehalt bzw. Gehalt an RNase/DNase, das sich für den Einsatz in der Molekularbiologie eignet, einschließlich RNase-sensitiver Anwendungen.