

Ersatzschlauchsatz für FTA-1

BESCHREIBUNG



KAT.-NUMMER

BS-040108-S22

Ersatzschlauchsatz für FTA-1



FTA-1
BS-040108-AAG
Absauggerät mit Verschlusskolben

Der Aspirator mit Kolbenfalle **FTA-1** wurde zur Aspiration/Entfernung von Alkohol-/Puffer-Überständen von den Wänden der Mikroteströhrchen bei der DNA-/RNA-Purifizierung und für sonstige makromolekulare Fällungsmethoden entworfen.

Das Gerät kann auch für routinemäßiges ...

[Mehr](#)