

Ersatzfilter für FTA-2i

BESCHREIBUNG



KAT.-NUMMER

BS-040120-S10

Ersatzfilter für FTA-2i



FTA-2i
BS-040120-A02
Absauggerät mit Verschlusskolben

Der Aspirator mit Kolbenfalle FTA-2i wurde zur Aspiration oder Entfernung von Alkohol, Puffer oder Flüssigkeit aus Reaktionsgefäßen entwickelt (z. B. bei der DNA-/RNA-Purifizierung oder für sonstige makromolekulare Fällungsmethoden).

Das Gerät kann ...

[Mehr](#)