

# Staubfilter (2 Stück)

## BESCHREIBUNG



## KAT.-NUMMER

BS-000000-S31

Staubfilter (2 Stück)



**UVC/T-AR**  
BS-040102-A13  
PCR-Schrank

Der Biosan **UVC/T-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



**UVC/T-M-AR**  
With built in socket and inlet for power cords  
PCR-Schrank

Der Biosan **UVC/T-M-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



**UVT-B-AR**  
With built in socket and inlet for power cords  
PCR-Schrank

Der Biosan **UVT-B-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



**UVT-S-AR**  
BS-040107-A07  
PCR-Schrank

Der Biosan **UVT-S-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



**UVR-M**  
BS-040105-AAA  
UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator

- One 25W UV-lamp



**UVR-Mi**  
BS-040110-AAA  
UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator

- More powerful model with two 25W UV-lamps
- Timer feature
- LCD display