


UV Lampe - 25 W

BESCHREIBUNG



KAT.-NUMMER

BS-000000-S09

UV Lampe, 25 W

ZUBEHÖR



UVC/T-AR
BS-040102-A13
PCR-Schrank

Der Biosan **UVC/T-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
PCR-Schrank

Der Biosan **UVC/T-M-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
PCR-Schrank

Der Biosan **UVT-B-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



UVR-M
BS-040105-AAA
UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator

- One 25W UV-lamp



UVR-Mi
BS-040110-AAA
UV-Luftstromreiniger-Rezirkulator

- More powerful model with two 25W UV-lamps
- Timer feature
- LCD display