

UV Lampe - 30 W

BESCHREIBUNG



KAT.-NUMMER

BS-040107-S05

UV Lampe, 30 W



UVT-S-AR
BS-040107-A07
PCR-Schrank

Der Biosan **UVT-S-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)