

P-90, runde Plattform für 90/105-mm-Petrischalen

BESCHREIBUNG

Die austauschbare runde P-90-Plattform für das UIS-360 ist für die bequeme Platzierung von handelsüblichen 90-mm- oder 105-mm-Petrischalen sowie für die Durchführung von Inokulationen konzipiert. Die Silikonmatte und der Adapterring sind nicht im Lieferumfang enthalten; es sind die Matte und der Adapterring der Standard-Universalplattform vorgesehen.



KAT.-NUMMER

BS-010177-CK

P-90



UIS-360
BS-010177-A01
Universal Inoculation Spinner

Der Universal Inoculation Spinner UIS-360 ist ein vielseitiges Laborgerät, das die mikrobielle Plattierung rationalisieren und konsistente Ergebnisse gewährleisten soll. Er sorgt für eine sanfte, gleichmäßige Rotation, um Proben auf Agaroberflächen ...

[Mehr](#)