

P-90, runde Plattform für 90/105-mm-Petrischalen

BESCHREIBUNG

Die austauschbare runde P-90-Plattform für das UIS-360 ist für die bequeme Platzierung von handelsüblichen 90-mm- oder 105-mm-Petrischalen sowie für die Durchführung von Inokulationen konzipiert.



KAT.-NUMMER

BS-010177-CK

P-90



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
Universal Inoculation Spinner

Der Universal-Inokulationsspinner **UIS-360** ist ein vielseitiges Laborgerät, das entwickelt wurde, um das Ausstreichen von Mikroorganismen auf Agarplatten zu optimieren und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten. Er sorgt für eine sanfte, gleichmäßige ...

[Mehr](#)