

TSP-24/1.5, block

BESCHREIBUNG

24 x 1,5ml-Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 1,5 ml Röhrchen	24
Maximale Drehzahl, U/min	2500
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010178-KK

TSP-24/1.5



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der **TS-100C Pro** ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)