

TSP-24/2.0, Block

BESCHREIBUNG

24 × 2 ml-Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 2 ml Röhrchen	24
Maximale Drehzahl, U/min	2500
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010178-JK

TSP-24/2.0



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der **TS-100C Pro** ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)