

TSP-96/PCR, Block

BESCHREIBUNG

96-Well-Mikroplatte (0.2 ml) für PCR oder 12 x 8-Schnitt 0,2ml-Mikroteststreifen oder 96 x 0,2ml-Mikroteströhrchen

TECHNISCHE DATEN

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
Maximale Drehzahl, U/min	2500
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010178-HK

TSP-96/PCR



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der TS-100C Pro ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)