

TSP-96/PCR, Block

BESCHREIBUNG

96-Well-Mikroplatte (0.2 ml) für PCR oder 12 x 8-Schnitt 0,2ml-Mikroteststreifen oder 96 x 0,2ml-Mikroteströhrchen

KAT.-NUMMER

BS-010178-HK

TSP-96/PCR

TECHNISCHE DATEN

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml)	1
Maximale Drehzahl, U/min	2500
Maximaltemperatur	100°C

ZUBEHÖR



TS-100C Pro

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Mehr](#)