

TSP-20/0.5+12/1.5, Block

BESCHREIBUNG

20 × 0,5 ml + 12 × 1,5ml-Mikroröhrchen

KAT.-NUMMER

BS-010178-MK

TSP-20/0.5+12/1.5

TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,5 ml Röhrchen	20
Menge von 1,5 ml Röhrchen	12
Maximale Drehzahl, U/min	2500
Maximaltemperatur	100°C

ZUBEHÖR



TS-100C Pro

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Mehr](#)