

## TSP-20/0.5+12/1.5, Block

### BESCHREIBUNG

20 × 0,5 ml + 12 × 1,5 ml-Mikroröhrchen

### TECHNISCHE DATEN

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Menge von 0,5 ml Röhrchen | 20    |
| Menge von 1,5 ml Röhrchen | 12    |
| Maximale Drehzahl, U/min  | 2500  |
| Maximaltemperatur         | 100°C |



### KAT.-NUMMER

BS-010178-MK

TSP-20/0.5+12/1.5



**TS-100C Pro**  
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der **TS-100C Pro** ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)