

TSP-20/0.2+12/1.5, Block

BESCHREIBUNG

20 × 0,2 ml + 12 × 1,5 ml-Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,2 ml Röhrchen	20
Menge von 1,5 ml Röhrchen	12
Maximale Drehzahl, U/min	2500
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010178-LK

TSP-20/0.2+12/1.5



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der **TS-100C Pro** ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)