


TSP-32/0.5, Block

BESCHREIBUNG

32 × 0,5 ml-Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,5 ml Röhrchen	32
Maximale Drehzahl, U/min	2500
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010178-EK

TSP-32/0.5



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der TS-100C Pro ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)