

TSP-8/5, Block

BESCHREIBUNG

8 × 5 ml Röhrchen

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1200
Maximaltemperatur	100°C



KAT.-NUMMER

BS-010178-IK	TSP-8/5
--------------	---------



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der TS-100C Pro ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)