

TSP-8/15, Block

BESCHREIBUNG

8 × 15 ml Röhrchen

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1100
Maximaltemperatur	80°C
Ø	17 mm
Tiefe	80 mm



KAT.-NUMMER

BS-010178-FK

TSP-8/15



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der TS-100C Pro ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)