

TSP-4/50, block

BESCHREIBUNG

4 × 50 ml Röhrchen

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1000
Maximaltemperatur	80°C
Ø	29.5 mm
Tiefe	76.5 mm



KAT.-NUMMER

BS-010178-GK

TSP-4/50



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der **TS-100C Pro** ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)