


TSP-20/CV10, Block

BESCHREIBUNG

20 × 10 mm Küvetten

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1100
Maximaltemperatur	80°C
∅	□ 12.5 x 12.5 mm
Tiefe	31 mm



KAT.-NUMMER

BS-010178-DK

TSP-20/CV10



TS-100C Pro
BS-010178-A01

Programmierbarer Thermoschüttler mit Heiz- und Kühlfunktion

Der **TS-100C Pro** ist ein programmierbarer Labor-Thermoschüttler, der präzises Heizen und Kühlen, intensives Mischen und austauschbare Thermoblocke in einem kompakten Gerät vereint.

Er wurde für reproduzierbare Arbeitsabläufe bei der Probenvorbereitung ...

[Mehr](#)