

VP-20C, Block

BESCHREIBUNG

20 × ø12 mm Röhrchen mit rundem Unterteil

TECHNISCHE DATEN

Maximale Drehzahl, U/min	1400
Maximaltemperatur	100°C
Ø	12 mm
Tiefe	50 mm

ZUBEHÖR

KAT.-NUMMER

BS-010176-TK

VP-20C



TS-100C

Without thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Dieses Thermoschüttlermodell unterscheidet sich vom TS-100 durch die Möglichkeit, Proben auf +4°C herunterzukühlen. Die Funktionen des ...

[Mehr](#)



TS-100C Smart

Software enthalten, ohne Thermoblock

Thermoschüttler mit Kühler für Mikroröhrchen und PCR-Platten

Der Thermoschüttler **TS-100C Smart** bietet intensives Mischen und Temperaturregung für Proben in Mikrotiterströhrchen oder PCR-Platten. Mit dem neuen Modell können Sie das Gerät in den folgenden Modi steuern:

1. Manuell über ...

[Mehr](#)