

U-150, Universalplattform

BESCHREIBUNG

Die austauschbare Universalplattform U-150 ist sowohl für quadratische (125 × 125 mm) als auch für runde Petrischalen (Ø90, Ø105, Ø150) geeignet.



KAT.-NUMMER

BS-010177-BK

U-150



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
Universal Inoculation Spinner

Der Universal-Inokulationsspinner **UIS-360** ist ein vielseitiges Laborgerät, das entwickelt wurde, um das Ausstreichen von Mikroorganismen auf Agarplatten zu optimieren und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten. Er sorgt für eine sanfte, gleichmäßige ...

[Mehr](#)