

HSC-2000, klammer

BESCHREIBUNG

Klammer für 2000 ml - Ø165 mm für UP-168
Max. - 150 rpm



KAT.-NUMMER

BS-010167-QK

HSC-2000, klammer 2000ml

ZUBEHÖR



UP-168
BS-010135-JK
plattform

Universalplattform für
Klammern.



ES-20/80

Software included, without
platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der **ES-20/80** Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)



ES-20/80C

Software included, without
platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator mit
Kühler

Der **ES-20/80C** Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)