


B-2MB, block

BESCHREIBUNG

B-2MB Block für eine Deep-Well-Platte KingFisher™ Apex Deepwell Plate - Cat.No. 95040450B



KAT.-NUMMER

BS-010159-4K

B-2M Block für eine Deep-Well-Platte
KingFisher™ Apex Deepwell Plate



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)