


B-2FN, block

BESCHREIBUNG

B-2FN Block für eine Deep-Well-Platte NEST Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped - Cat.No 503761



KAT.-NUMMER

BS-010159-3K

B-2SD Block für eine Deep-Well-Platte NEST
Biotechnology® 96/2200 µl, I-Shaped



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)