

## R-24GC, rotor

### DESCRIPCIÓN

Rotor para 24 tarjetas de gel para prueba de serología de grupo sanguíneo (determinación directa e inversa de grupo sanguíneo, grupo de RH y detección de anticuerpos de 3 tipos celulares) RCF 280 x g

### ESPECIFICACIONES

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de Rotor                  | Rotor basculante      |
| Dimensiones (W x L)            | 53 × 74 mm            |
| Capacidad                      | 24                    |
| Max. velocidad                 | 1500 rpm              |
| Max. RCF: LMC-3000             | 280 × g               |
| Max. RCF: LMC-4200R            | 280 × g               |
| Fabricantes de tarjetas de gel | Grifols, DiaMed, etc. |
| Esterilizable en autoclave     | +                     |



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010208-VK

Rotor R-24GC

### ACCESORIOS



**LMC-3000**  
Without rotor  
Centrífuga de laboratorio

**LMC-3000** es una moderna centrífuga de sobremesa de baja velocidad diseñada para funcionar con placas de microanálisis y tubos de centrifuga de hasta 50 ml. Este dispositivo es ampliamente utilizado ...

[Leer más](#)



**LMC-4200R**  
Without rotor  
Centrífuga refrigerada de laboratorio

La centrífuga de sobremesa para laboratorio con refrigeración **LMC-4200R** proporciona control de temperatura del material biológico durante la centrifugación. El control de temperatura del denominado "estante frío" es un método ...

[Leer más](#)



**RR-U**  
BS-010208-UK  
soporte de rotor

Soporte de rotor