

P-6/250, plataforma

DESCRIPCIÓN

Plataforma con abrazaderas para frascos.

ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo	250 × 190 mm
Volumen del matraz	250-300 ml
Numero de pinzas	6



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010108-DK

Plataforma P-6/250

ACCESORIOS



ES-20

Without platform
 Agitador-incubador orbital

El **ES-20** es un agitador-incubador de sobremesa utilizado para mezclar líquidos biológicos, así como para la incubación y el cultivo de líquidos biológicos de acuerdo con el programa definido por ...

[Leer más](#)



PSU-10i

Without platform
 Agitador orbital

El agitador orbital **PSU-10i** proporciona un movimiento orbital regulado de la plataforma y está diseñado para su uso tanto en pequeños laboratorios biotecnológicos especializados como en grandes laboratorios multidisciplinarios: la ...

[Leer más](#)



CPS-20

Without platform
 CO₂ agitador

La mezcladora **CPS-20**, de CO₂ garantiza el movimiento orbital regulado de plataforma, y está elaborada especialmente para la incubadora de CO₂. La CPS-20 está elaborada para usar en ...

[Leer más](#)