

P-16/88, plataforma

DESCRIPCIÓN

Plattaforma con sostegni a molla per un numero massimo di 88 provette di diametro fino a 30 mm (ad es., provette da 10 ml, 15 ml, 50 ml).

ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo

275 × 205 × 75 mm



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010116-BK

Plataforma P-16/88

ACCESORIOS



ES-20

Without platform
Agitador-incubador orbital

El **ES-20** es un agitador-incubador de sobremesa utilizado para mezclar líquidos biológicos, así como para la incubación y el cultivo de líquidos biológicos de acuerdo con el programa definido por ...

[Leer más](#)



PSU-10i

Without platform
Agitador orbital

El agitador orbital **PSU-10i** proporciona un movimiento orbital regulado de la plataforma y está diseñado para su uso tanto en pequeños laboratorios biotecnológicos especializados como en grandes laboratorios multidisciplinares: la ...

[Leer más](#)



CPS-20

Without platform
CO₂ agitador

La mezcladora **CPS-20**, de CO₂ garantiza el movimiento orbital regulado de plataforma, y está elaborada especialmente para la incubadora de CO₂. La CPS-20 está elaborada para usar en ...

[Leer más](#)