

HSP-30/100, plataforma

DESCRIPCIÓN

Con 30 morsetti per beute da 100 ml (360x400 mm)

ESPECIFICACIONES

Superficie de trabajo	360 × 400 mm
Volumen del matraz	100-150 ml
Numero de pinzas	30



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010167-KK

Plataforma HSP-30/100

ACCESORIOS



ES-20/80

Software included, without platform
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador ES-20/80 para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C

Software included, without platform
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador ES-20/80C para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)