

# HSC-500, abrazadera

## DESCRIPCIÓN

Abrazadera por frasco de 500 ml - Ø105 mm para UP-168



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010167-JK

HSC-500, abrazadera 500ml

## ACCESORIOS



**UP-168**  
BS-010135-JK  
plataforma

Plataforma universal para abrazaderas.



**ES-20/80**  
Software included, without platform  
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador ES-20/80 para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



**ES-20/80C**  
Software included, without platform  
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador ES-20/80C para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)