

HSC-1000, abrazadera

DESCRIPCIÓN

Abrazadera por frasco de 1000 ml - Ø130 mm para UP-168



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010167-IK

HSC-1000, abrazadera 1000ml

ACCESORIOS



UP-168
BS-010135-JK
plataforma

Plataforma universal para abrazaderas.



ES-20/80
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital

El incubador-agitador ES-20/80 para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Agitador-incubador orbital con refrigeración

El incubador-agitador ES-20/80C para laboratorios farmacéuticos y de biotecnología es un equipo de categoría profesional. Las aplicaciones típicas incluyen el cultivo microbiológico y celular, expresión de proteínas, estudios de solubilidad, ...

[Leer más](#)