

## P-2/24, plataforma

### DESCRIPCIÓN

Para 24 tubos de 1,5-2 ml

### ESPECIFICACIONES

Capacidad	24
-----------	----

Volumen de micro probetas	1.5-2 ml
---------------------------	----------



### NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010216-AK

Plataforma P-05/32



**MPS-1**  
With built-in universal platform  
agitador multiplaca de alta velocidad

El agitador multiplaca de alta velocidad **MPS-1** se puede utilizar en prácticamente cualquier aplicación proporcionando un mezclado ajustable de reactivos en placas de microanálisis, placas PCR, placas de pocillos profundos ...

[Leer más](#)