

P-05/32, plataforma

DESCRIPCIÓN

Para 32 tubos de 0,5 ml

ESPECIFICACIONES

Capacidad

32

Volumen de micro probetas

0.5 ml



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010216-BK

Plataforma P-05/32



MPS-1

With built-in universal platform
Agitador multiplaca de alta velocidad

El agitador multiplaca de alta velocidad **MPS-1** se puede utilizar en prácticamente cualquier aplicación proporcionando un mezclado ajustable de reactivos en placas de microanálisis, placas PCR, placas de pocillos profundos ...

[Leer más](#)